



* A Tri Auto ZX2+ használatának megkezdése előtt mindenképpen olvassa el a mellékelt Használati útmutatót.
* Az újrafeldolgozás során mindig viseljen megfelelő védőkesztyűt.




Használat előtt

Alkatrészek összeállítása


1. lépés

Csatlakoztassa a könyökdarabot




2. lépés

Helyezze fel a HP védőhüvelyt




3. lépés

Csatlakoztassa a szondakábelt




⚠ VIGYÁZAT

Ügyeljen rá, hogy az ellenelektrodát (kampó) a fehér szondacsatlakozóhoz csatlakoztassa.



4. lépés

Helyezze be a reszelőt



Működés ellenőrzése


1. lépés

Gyökércsúcs-meghatározási funkció

Kapcsolja be a készüléket. Érintse az ellenelektrodát (kampó) a reszelőhöz és a reszelőtartó végén lévő csíptetőhöz – győződjön meg róla, hogy az LCD-kijelzőn lévő skála összes jelölőoszlopa kigyullad-e.

⚠ FIGYELEM

Ha nem gyullad ki mindegyik jelölőoszlop, haladéktalanul függessze fel a készülék használatát, és javíttassa meg szakszervizben.



2. lépés

A motor forgása

Válassza az „m2” lehetőséget (OGP2 üzemmód). Nyomja meg a főkapcsolót, és ellenőrizze, hogy a motor egyenletesen jár-e.

ⓘ Ha a motor nem forog rendszeren, illetve ha rendellenes rezgéseket vagy zajokat tapasztal, azonnal fejezze be a műszer használatát, és forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy a J. MORITA OFFICE irodához.



A készülék be-/kikapcsolása

On




Off




Kalibrálás

(Vásárlás utáni első használatkor, könyökdarab cseréjekor, OTR művelet váratlan vagy véletlenszerű kiváltódásakor stb.)

Csatlakoztassa a könyökdarabot. A műszer kikapcsolt állapotában tartsa lenyomva a bal oldali Set gombot (<), majd nyomja meg a főkapcsolót.




A kalibrálás megkezdéséhez nyomja meg a jobb oldali Set gombot (>). A kalibrálás után a műszer automatikusan visszatér a készenléti kijelzőhöz.



Ellenőrzés a tesztelővel (hetente egyszer)

Kapcsolja be a készüléket. Csatlakoztassa a tesztelőt. Ellenőrizze a skálán a mért értéket.

- Ha a skála az 1. számú oszlophoz képest két oszlopnyi tartományban gyullad ki: Rendben.
- Ha a skála az 1. számú oszlopnál két oszloppal feljebb vagy lejjebb lévő oszlopig gyullad ki: Haladéktalanul függessze fel a készülék használatát, és javíttassa meg szakszervizben.



Megjelenítési beállítások


Az alábbi beállítások a felhasználó igényei szerint módosíthatóak.

☞ Tájékozódjon a mellékelt Használati útmutató „A kézidarab egyéb funkciói” című részéből.

Domináns kéz




EMR kijelzési irány



Újrafeldolgozás – minden felhasználás után

Használat után


1. lépés
Kapcsolja ki a készüléket



2

1 Tartsa lenyomva


2. lépés
Vegye ki a reszelőt



1


2

3. lépés
Távolítsa el a HP védőhüvelyt



⚠ FIGYELEM
Soha ne használja újra a HP védőhüvelyt.

4. lépés
Töltse fel az akkumulátort




Sterilizálás

Sterilizálandó alkatrészek

- a. Reszelőtartó
- b. Ellenelektroda
- c. Hosszúreszelő-tartó
- d. Könyökdarab
- e. Kézidarabtartó*
- f. Külső reszelőelektroda (kupakkal)*

1. lépés
Előkezelés



2. lépés
Tisztítás és fertőtlenítés

Mosó-fertőtlenítők használati feltételei

Berendezés neve	Miele G7881
Üzem mód	Vario TD (tisztítási idő: 5 perc)
Tisztítószer (koncentráció)	neodisher MediClean (0,3%–0,5%)
Öblítés (koncentráció)	neodisher MediKlar (0,03%–0,05%)

3. lépés
Kenés (csak a könyökdarab esetén)

Az LS OIL használatával kenje meg a könyökdarabot. Az esetleges többletolajat törölje le a könyökdarabról.




Csöpöngtessen 5 csepp LS OIL terméket ide, majd várjon 10 percig.

1 csepp

1 csepp

4. lépés
Csomagolás



5. lépés
Sterilizálás

Javaslat:
Ország: USA

Sterilizátor típusa	Hőmérséklet	Idő (perc)	Sterilizálást követő szárítási idő (perc)
Gravitációs	+132 °C	15	15
	+121 °C	30	

Ország: USA-tól eltérő


Dinamikus levegőszívás	Hőmérséklet	Idő (perc)	Sterilizálást követő szárítási idő (perc)
Gravitációs	+134 °C	3	10
	+134 °C	5	
Gravitációs	+134 °C	min. 6	10
	+121 °C	min. 60	

Fertőtlenítés

Fertőtlenítendő alkatrészek

- g. Motoros kézidarab
- h. Szondakábel
- i. Akkumulátortöltő
- j. Vezetőcsap
- k. Tesztelő


1. lépés
Előkezelés



2. lépés
Tisztítás és fertőtlenítés

A J. MORITA MFG. CORP. által jóváhagyott fertőtlenítők

Fertőtlenítő	Ország
Etanol (70–80 V/V%-os)	USA
Opti-Cide3 (törőkendők)	
FD366 sensitive (törőkendők)	USA-tól eltérő



a

b

c*

d

e*

f*

g

h

i

j

k

* Opcionális (külön kapható)

Védjegyek és bejegyzett védjegyek: A vállalatok, termékek, szolgáltatások stb. jelen használati útmutatóban használt neveinek bizonyos részei tartalmazhatnak az adott vállalat tulajdonában álló védjegyeket vagy bejegyzett védjegyeket.