



Produktbezeichnung: MANI D FINDERS



VOR GEBRAUCH ANLEITUNG LESEN



UNSTERIL

Vor Verwendung der MANI D FINDERS bitte die folgende Gebrauchsanweisung lesen.

<Warnhinweise>

1. Nur ausgebildete Zahnärzte dürfen dieses Produkt verwenden.
2. Sterilisieren Sie dieses Produkt vor jedem Gebrauch.
3. Verwenden Sie dieses Produkt nur für die zahnärztliche Versorgung und Behandlung. Verwenden Sie es wie vorgesehen.

<Kontraindikationen und Verbote>

1. Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei Patienten mit bekannter Sensibilisierung und/oder allergischer Reaktion.

<Strukturen und Prinzipien>

1. Diese Zahnfeile mit Griff wird zur Erweiterung von Wurzelkanälen verwendet. Sie wird mittels Auf- und Abbewegung oder Hebebewegung verwendet. Sie ist ein unsteriles Instrument.
2. Hauptbestandteile:
 - 1) Schneideteil: Edelstahl (enthält Nickel und Chrom)
 - 2) Griff: Polybutylenterephthalat (PBT)



<Verwendungszweck und Wirkung/Wirksamkeit>

Dieses zahnärztliche Handinstrument dient der Vergrößerung des Wurzelkanals und der Herstellung einer glatten und flachen Wurzelkanalwand durch Schleifen und Polieren. Diese wird mittels Auf- und Abbewegung oder Hebebewegung hergestellt.

<Spezifikationen>

Gemäß den Bestimmungen des Leistungstests nach ISO 3630 muss die Beständigkeit der Produkte gegenüber Verdrehung und Biegung den in unserem Standard angegebenen Wert übertreffen.

<Verfahren zur Handhabung / zum Gebrauch>

Wählen Sie je nach Verwendungszweck das am besten geeignete MANI D FINDERS-Produkt und verwenden es zur Erweiterung des Wurzelkanals und zur Wegfindung in verkalkten und verengten Wurzelkanälen.

<Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung>

1. Um Infektionen vorzubeugen, sterilisieren Sie das Produkt im Autoklaven und prüfen Sie vor Gebrauch, ob die Sterilisation abgeschlossen ist.
2. Wählen Sie für jeden Fall den geeignetsten Typ und wenden Sie das übliche Verfahren an.
3. Vergewissern Sie sich außerhalb der Mundhöhle vor Gebrauch, dass die Instrumente keine Verformungen, Kratzer und Risse aufweisen.
4. Wenn der Kopf des Produkts dünn, lang oder groß ist, besteht die Gefahr, dass er bricht oder sich verdreht. Achten Sie deshalb darauf, dass Sie keinen ungeeigneten Winkel und keinen übermäßigen Druck anwenden.
5. Tragen Sie eine Schutzbrille, um Ihre Augen vor Verletzungen zu schützen. Tragen Sie außerdem eine Staubschutzmaske, um das Einatmen von Staub zu vermeiden.
6. Bringen Sie einen Kofferdam usw. an, um ein versehentliches Verschlucken und Herunterfallen zu verhindern.
7. Verwenden Sie dieses Gerät nicht zu anderen Zwecken als den oben aufgeführten.
8. Nur zur Verwendung durch Zahnärzte.
9. Behandeln Sie es nach Gebrauch als medizinischen Abfall.
10. Entsorgen Sie das Produkt, wenn es beschädigt oder kontaminiert ist.
11. Reinigen Sie das Produkt nach Gebrauch mit einem medizinischen Reinigungsmittel und einer Bürste und entfernen Sie Verunreinigungen wie anhaftende Körperflüssigkeiten und Körpergewebe.
12. Stellen Sie das Gerät bei der Reinigung mit dem

Ultraschallreiniger auf einen Ständer, um eine Beschädigung des Arbeitsteils zu vermeiden.

13. Verwenden Sie dieses Produkt mit großer Vorsicht, um sich nicht die Finger zu verletzen, da es scharfkantige Teile aufweist.
14. Vermeiden Sie ungeeignete Winkel und übermäßigen Druck.
15. Dieses Produkt kann korrodieren, wenn es längere Zeit in NaOCl, EDTA usw. getaucht wird.

<Lagerung und Dauer der Nutzung>

1. Nicht bei hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und direktem Sonnenlicht lagern. Von Flüssigkeiten fernhalten. Das Produkt bei Zimmertemperatur aufbewahren.
2. Verpackungsmaterial nicht beschädigen und keine Löcher hineinstechen.
3. Das Produkt kann ohne vorherige Ankündigung verbessert werden. Setzen Sie die First-in-First-out-Methode (Pipeline) für die Bestandsverwaltung durch.
4. Nicht unter einer keimtötenden Lampe aufbewahren, um eine Verschlechterung zu vermeiden.

<Wartung und Inspektion>

1. Sterilisieren Sie dieses Produkt im Autoklaven nach dem für die jeweilige Verwendung festgelegten Verfahren und den entsprechenden Bedingungen.
Sterilisationsverfahren:
Legen Sie dieses Produkt in eine Sterilisationsverpackung (oder Folie) und legen es in ein Sterilisationssieb oder einen Feilenständer für die Sterilisation im Autoklaven unter den folgenden Bedingungen.
Sterilisationsbedingungen:
Verfahren (1) Temperatur: 121 °C Dauer: 20 min oder mehr
Verfahren (2) Temperatur: 126 °C Dauer: 15 min oder mehr
2. Verwenden Sie keinen Hochdruck-Dampfsterilisateur, der auf über 200 °C erhitzt wird, auch nicht für die Trocknung.
3. Wenn Sie das Instrument wiederverwenden, entfernen Sie Verunreinigungen vollständig und sterilisieren es.
4. Halten Sie sich bei der Verwendung von medizinischen Reinigungsmitteln streng an die Gebrauchsanweisung des Herstellers.
5. Entsorgen Sie die Produkte bei Beschädigung oder verminderter Leistung.

<Verpackungen>

Kleinste Verpackungseinheit: 6 Stück pro Packung (#08-#15)

<Hersteller im Sinne des Gesetzes>

MANI, INC.
8-3 KIYOHARA INDUSTRIAL PARK, UTSUNOMIYA,
TOCHIGI, 321-3231, JAPAN
Anfrage und Referenz: Dental Department
(Zahnmedizinische Abteilung)
☎ +81-28-667-8592 ☎ +81-28-667-8596

<EU-Vertreter>

OBELIS S.A.
Bd. Général Wahis, 53 1030 Brussels, Belgium

- ※ Bewahren Sie dieses Dokument immer griffbereit auf. Im Verlustfall wenden Sie sich bitte an die zahnmedizinische Abteilung des Herstellers, um ein neues Exemplar zu erhalten.
- ※ Zum Zwecke der kontinuierlichen Verbesserung können die Spezifikationen, Strukturen und Materialien ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- ※ Der Inhalt dieser Gebrauchsanweisung kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.