



i-Dixel

INSTRUKCJA OBSLUGI

(Ver.2.4)



Instrukcja użytkowania w formacie elektronicznym (eIFU)



Instrukcja użytkowania (dokument PDF) jest dostępna w wersji elektronicznej. Zeskanować kod QR, aby przejść na stronę z instrukcją.



Do wyświetlenia dokumentu PDF niezbędny jest darmowy program Adobe Acrobat Reader firmy Adobe Inc. Najnowszą jego wersję można pobrać ze strony firmy Adobe. W starszych wersjach programu dokument może nie wyświetlać się prawidłowo.

Dziękujemy za zakup oprogramowania i-Dixel.

W celu zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa i działania oprogramowania oraz aby zapobiec obrażeniom, należy przed jego użyciem dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję użytkowania, zwracając szczególną uwagę na ostrzeżenia i przestrogi.

Instrukcję należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu, aby można z niej było w każdej chwili skorzystać.

Oprogramowanie do rekonstrukcji objętościowej w ramach tej aplikacji zostało opracowane przez firmę J. MORITA MFG. CORP. we współpracy z profesorem Kensaku Mori z Wydziału Nauk Multimedialnych Uniwersytetu Nagoya.

* Niniejsza instrukcja to instrukcja użytkowania oprogramowania i-Dixel.

Więcej szczegółowych informacji technicznych można znaleźć w danych referencyjnych.

Opis ikon



Kliknięcie



Dwukrotne kliknięcie

Znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe:

Częściowe nazwy spółek, produktów, usług itd. stosowane w niniejszej instrukcji użytkowania są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli.

Spis treści

1 Wyłączenie odpowiedzialności	6
1.1 Stosowanie się do przedstawionych ostrzeżeń	6
1.2 Zapobieganie wypadkom	7
1.3 Środki ostrożności.....	7
1.4 W razie wypadku.....	10
1.5 Kwalifikacje użytkownika.....	10
1.6 Wersja i pozostałe informacje	11
2 Włączanie i wyłączanie	12
3 Upoważnienia personelu	13
4 Rejestracja i edycja danych pacjenta	15
4.1 Rejestracja nowego pacjenta	15
4.2 Edycja informacji pacjenta	17
5 Wyszukiwanie pacjenta	18
6 Pozyskiwanie zdjęć	20
6.1 Odczyt zdjęcia rentgenowskiego.....	20
6.2 Stosowanie filtrów obrazu	21
6.3 Ustawienie pacjenta: sprawdzanie ustawienia pacjenta	24
6.4 Zapisywanie zdjęć.....	25
6.5 Porównywanie zdjęć	26
7 Importowanie zdjęć	28
8 Kamera wewnętrzna	31
8.1 Korzystanie z kamery wewnętrznej „Penviewer”	31
9 Print Center	32
9.1 Szablony wydruków	33
9.2 Tworzenie szablonu	33
9.3 Rozmieszczanie pól na szablonie	34
9.3.1 Pola obiektów Zdjęcie, Pacjent i Klinika	34
9.3.2 Rozmieszczanie pól tekstowych i rysowanie linii oraz kształtów	35
9.4 Zapisywanie szablonu.....	36
9.5 Umieszczanie zdjęć na szablonie	37
9.6 Drukowanie	39
9.7 Zapisywanie dokumentu obrazu z adnotacjami	42
9.7.1 Zapisywanie jako dokument	42
9.7.2 Wczytywanie zapisanego dokumentu	42

10 Uzyskiwanie zdjęcia TK	43
10.1 Odczytywanie zdjęcia TK	43
11 Wyświetlanie zdjęcia	44
11.1 Za pomocą przeglądarki „2D Viewer”	44
11.2 Za pomocą przeglądarki „3D Viewer”	46
11.2.1 Okno histogramu	49
11.2.2 Obracanie zdjęć zrekonstruowanych objętościowo	51
12 CurvedMPR	52
12.1 Tworzenie zdjęć panoramicznych i przekrojów poprzecznych.....	52
12.2 Tworzenie linii śródstrzałkowej dla zdjęć panoramicznych.....	54
13 Dual-CMPR	55
14 Prezentacja implantów	58
14.1 Rysowanie przewodów nerwowych i implantów	58
14.2 Prezentacja implantów w widoku „Curved MPR” lub „Dual-CMPR”	63
14.2.1 Oznaczanie kanału żuchwy na zdjęciach panoramicznych i przekrojach poprzecznych	64
14.2.2 Implanty	64
15 Powiększanie zdjęć segmentowych obszaru „VOI”	65
15.1 Tworzenie powiększonych zdjęć segmentowych dla określonego obszaru „VOI” (Badana objętość).....	65
15.1.1 Zmiana położenia ramki „FOV” (Pole widzenia)	67
15.1.2 Zmiana rozmiaru ramki „FOV” (Pole widzenia)	67
16 Informacje techniczne	68
16.1 Parametry.....	68
16.2 Informacje techniczne dotyczące pomiaru odległości	68
16.2.1 Błędy obliczeniowe w pomiarach odległości.....	68
16.2.2 Błędy pomiarowe wynikające z zasad wykonywania zdjęć	70
16.3 Informacje techniczne na temat rozmiaru zdjęcia w kontekście pomiaru odległości, drukowania oraz eksportu obrazu.....	77
16.4 Informacje techniczne dotyczące współczynnika powiększenia zdjęcia panoramicznego	77
16.5 Informacje techniczne dotyczące współczynnika powiększenia i dokładności pomiarów odległości	78
16.6 Oznaczenia	78

1 Wyłączenie odpowiedzialności

Użytkownik (szpital, klinika itp.) jest odpowiedzialny za obsługę i konserwację wyrobów medycznych. Niniejsze urządzenie może być używane jedynie przez licencjonowanych profesjonalistów, takich jak lekarze i dentyści.

1.1 Stosowanie się do przedstawionych ostrzeżeń

- Firma J. MORITA MFG. CORP. to zarejestrowany właściciel oprogramowania i-Dixel, który nie zezwala na jego nieupoważnione rozpowszechnianie.
- Firma J. MORITA MFG. CORP. nie ponosi odpowiedzialności za problemy lub usterki związane z działaniem systemu operacyjnego (OS).
- Firma J. MORITA MFG. CORP. nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za problemy wywołane czynnikami związanymi ze środowiskiem użytkownika zapewnionym przez użytkownika.
- Oprogramowanie nie jest zgodne z trybem czuwania systemu Windows ani z poszczególnymi trybami czuwania notebooków.
- Nie wolno korzystać z wygaszacza ekranu; może on zakłócać płynne działanie oprogramowania.
- Nie wolno korzystać z ustawień automatycznego wyłączenia wyświetlacza i dysku twardego znajdujących się w sekcji wygaszacza ekranu panelu sterowania wyświetlaczem. Obie te opcje powinny być wyłączone; w przeciwnym razie oprogramowanie może nie działać prawidłowo.
- Nie wolno korzystać z funkcji „uspiania” ani „hibernacji”; jeśli będą włączone, oprogramowanie może nie działać w sposób prawidłowy.
- Jakość drukowanych obrazów oraz okres, przez jaki będą mogły być użytkowane, zależą od drukarki i papieru, a także sposobu przechowywania tych obrazów. Producent nie odpowiada za te czynniki.
- Firma J. MORITA MFG. CORP. nie ponosi odpowiedzialności za problemy i wady wynikające z elementów sprzętowych, takich jak komputer lub urządzenia peryferyjne, a także za problemy i wady, które mogą pochodzić od takich elementów sprzętowych.
- Niniejsze oprogramowanie można uruchamiać na komputerach z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 i Windows Server 2022. Nie ma gwarancji uruchomienia w innych systemach operacyjnych. Konieczne jest również zainstalowanie oprogramowania Microsoft .NET Framework 3.5.
- Niniejsze oprogramowanie wykorzystuje Microsoft SQL Server (2014 i 2019), silnik bazy danych oraz Microsoft Access Driver firmy Microsoft Corporation.
- Okres gwarancji oprogramowania wynosi nie więcej niż 1 rok od momentu, gdy producent systemu operacyjnego (OS), sprawdzonego pod kątem działania, zaprzestanie sprzedaży systemu operacyjnego, niezależnie od oryginalnego okresu gwarancji.
- Modułu i-Dixel Viewer nie należy używać do celów diagnostycznych.
- Prawidłowe działanie oprogramowania i-Dixel wymaga klucza USB; przed uruchomieniem aplikacji należy podłączyć klucz USB (w niektórych komputerach gniazda USB znajdują się z tyłu urządzenia).
- W przypadku uruchomienia aplikacji i-Dixel bez podłączonego klucza USB uruchomi się wersja demonstracyjna, a niektóre funkcje mogą być wyłączone lub niedostępne. W takiej sytuacji należy zamknąć aplikację i-Dixel, podłączyć klucz USB i ponownie uruchomić aplikację.
- Uwaga: w niektórych konfiguracjach dostępny będzie tylko 1 klucz USB dla sieci. Tak jak poprzednio, należy upewnić się, że jest on podłączony, w przeciwnym razie wszystkie aplikacje i-Dixel będą działać w trybie demonstracyjnym do czasu jego podłączenia.
- Klucz USB jest jednym ze składników pakietu oprogramowania i-Dixel. W przypadku jego utraty lub uszkodzenia należy zakupić zamienny klucz, aby ponownie korzystać z aplikacji i-Dixel.
- W systemach sieciowych przed uruchomieniem oprogramowania i-Dixel na komputerze klienckim należy włączyć serwer i-Dixel. W przeciwnym razie dostęp do sieciowej bazy danych nie będzie możliwy.

1.2 Zapobieganie wypadkom

Większość problemów związanych z obsługą i konserwacją wynika z poświęcania niewystarczającej uwagi podstawowym środkom ostrożności oraz nieumiejętności przewidzenia zagrożenia wypadkiem. Najlepszym sposobem na uniknięcie problemów i wypadków jest przewidywanie niebezpieczeństwa i obsługa oprogramowania zgodnie z zaleceniami producenta.

Należy najpierw dokładnie zapoznać się ze wszystkimi środkami ostrożności i instrukcjami bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom, a następnie obsługiwać urządzenie z najwyższą ostrożnością, aby zapobiec uszkodzeniu samego urządzenia lub spowodowaniu obrażeń.

Poniższe symbole i wyrażenia wskazują stopień zagrożeń i szkód, które mogą wynikać z ignorowania związanych z nimi instrukcji:

OSTRZEŻENIE

Ostrzega użytkownika przed zagrożeniem o umiarkowanym ryzyku odniesienia obrażeń lub śmierci (jeśli nie zostanie uniknięte). Ostrzega użytkownika przed możliwością wystąpienia zagrożenia cyberatakiem, w tym związanym z ochroną prywatności.

PRZESTROGA

Ostrzega użytkownika przed możliwością uszkodzenia danych, bazy danych lub urządzenia w przypadku niestosowania się do środków ostrożności.

1.3 Środki ostrożności

OSTRZEŻENIE

- Należy odpowiednio kontrolować otoczenie sieciowe i zapobiegać niewłaściwej łączności z niepowiązanymi komputerami itp. Zaleca się przedsięwzięcie skutecznych środków ochrony, takich jak kontrola wejść i wyjść.
- Aby zapewnić bezpieczeństwo w sieci, należy prawidłowo podzielić sieć i unikać nieupoważnionych połączeń ze strony nieodpowiednich osób.
- Aby zapobiegać niewłaściwej łączności z niepowiązanymi komputerami, należy zabezpieczyć i monitorować nieużywane porty, np. porty LAN. Aby nie dopuścić do nieupoważnionego dostępu z sieci Wi-Fi, należy kontrolować adresy MAC upoważnionych komputerów w routerze Wi-Fi.
- Aby nie dopuścić do nieupoważnionego dostępu do systemu operacyjnego (np. Windows OS), należy zdefiniować silne hasło do konta użytkownika.
- Jeśli wyłączona zostanie funkcja uwierzytelniania dostępu do aplikacji i-Dixel, należy przedsięwziąć środki chroniące przed nieupoważnionym dostępem do systemu operacyjnego (np. Windows OS).
- Jeśli podłączone komputery mają dostęp do Internetu lub zewnętrznych urządzeń pamięci masowej (np. pamięci masowe USB), należy zabezpieczyć się przed wirusami komputerowymi i złośliwym oprogramowaniem.
- Instalację aplikacji i-Dixel powinien wykonać personel odpowiednio przeszkolony w zakresie procesu instalacji.
- W przypadku utylizacji komputerów należy zniszczyć urządzenie pamięci masowej (np. HDD), aby nie dopuścić do naruszenia ochrony danych.
- Aby nie dopuścić do naruszeń ochrony danych, należy przedsięwziąć skuteczne środki, np. włączyć funkcję szyfrowania danych (np. Windows BitLocker).
- Instalację systemu operacyjnego (np. Windows OS) oraz aplikacji i-Dixel powinien wykonać personel odpowiednio przeszkolony w zakresie procesu instalacji. Przed aktualizacją oprogramowania należy sporządzić obraz kopii zapasowej urządzenia pamięci masowej (np. HDD).
- Aktualizacje zabezpieczeń systemu operacyjnego (np. Windows OS) powinien wykonywać personel odpowiednio przeszkolony w zakresie procesu aktualizacji zabezpieczeń. Przed podłączeniem do Internetu należy zaktualizować ustawienia zabezpieczeń systemu operacyjnego (np. Windows OS). Należy pamiętać, że nawet komputery, które nie są podłączone do Internetu, są narażone na ataki wirusami i złośliwym oprogramowaniem w przypadku podłączenia do zewnętrznej pamięci masowej (np. pamięci masowej USB).
- Należy odpowiednio skonfigurować uprawnienia do systemu operacyjnego (np. Windows OS) i oprogramowania i-Dixel i właściwie nimi zarządzać.
- Po zarejestrowaniu nowego pacjenta lub wybraniu go w aplikacji i-Dixel należy sprawdzić, czy dane w dokumentacji medycznej odpowiadają danym pacjenta.
- Przed dodaniem etykiety (np. oznaczenia R lub L) należy upewnić się, że kierunek etykiety i kierunek pacjenta są zgodne.
- Przed pomiarem odległości na zdjęciu należy upewnić się, że odpowiednio ustawiono rozmiar obrazu w pikselach (rozdzielczość) oraz współczynnik powiększenia. Jeśli dane te będą niewłaściwe lub nie będą w ogóle skonfigurowane, należy zmodyfikować ustawienia.

OSTRZEŻENIE

- Jeśli obraz zostanie odwrócony w poziomie, na pomarańczowo podświetli się przycisk Flips horizontal (Odwróć w poziomie). Zwłaszcza w przypadku diagnostyki zdjęć panoramicznych należy sprawdzić status przycisku Flips horizontal (Odwróć w poziomie), aby uniknąć nieprawidłowej orientacji w poziomie. W przypadku cyfrowych zdjęć panoramicznych można w razie potrzeby dodawać na nich oznaczenia R i L (w celu dodawania oznaczeń R i L serwisant powinien odpowiednio zmienić ustawienie).
- Przeglądu panoramicznego nie można stosować w odniesieniu do zdjęcia panoramicznego odwróconego w poziomie. Zdjęcie należy ponownie odwrócić do oryginalnej pozycji. Dodatkowo w przeglądzie panoramicznym nie można stosować zdjęć spełniających wymienione poniżej warunki. Zdjęcia takie nie zawierają informacji o odwrócenie w poziomie, dlatego właściwe przetworzenie przeglądu panoramicznego nie będzie możliwe.
 - Zaimportowane zdjęcia panoramiczne, które zostały odwrócone w poziomie.
 - Zdjęcie odwrócone w poziomie i zapisane jako nowy obraz w oprogramowaniu i-Dixel w wersjach 2.360 lub wcześniejszych.
- Funkcja „AGS” automatycznie optymalizuje gęstość niezależnie od regionu. Nie sprawdza się jednak w przypadku zapaleń na dużym obszarze, takich jak zębopochodne zapalenie zatok szczękowych (zapalenie zatok szczękowych w wyniku próchnicy), asymetrii itp. W takich sytuacjach diagnostykę należy wykonywać na podstawie obserwacji obrazów przed przetwarzaniem i po przetworzeniu funkcją „AGS”.
- Należy uważać na błędy w pomiarach odległości wynikające z zasad wykonywania zdjęć rentgenowskich itp. Aby uzyskać dokładne wyniki, należy zapoznać się z zasadami wykonywania pomiarów. Szczegóły znajdują się na **str. 68 „16.2 Informacje techniczne dotyczące pomiaru odległości”**.
- Zdjęcie wykonane za pomocą standardowego aparatu RTG zostanie powiększone względem rzeczywistego rozmiaru przedmiotu badania. Bez właściwego zrozumienia tej kwestii pomiary odległości, wydruki oraz eksportowanie zdjęć mogą przynieść niezamierzone wyniki. Szczegóły znajdują się na **str. 77 „16.3 Informacje techniczne na temat rozmiaru zdjęcia w kontekście pomiaru odległości, drukowania oraz eksportu obrazu”**.
- Bez właściwego zrozumienia kwestii współczynnika powiększenia dla zdjęć panoramicznych dane zdjęć panoramicznych mogą skutkować uzyskaniem niezamierzonych wyników. Szczegóły znajdują się na **str. 77 „16.4 Informacje techniczne dotyczące współczynnika powiększenia zdjęcia panoramicznego”**.
- Bez właściwego zrozumienia współczynnika powiększenia i dokładności pomiarów odległości pomiary odległości mogą przynieść niezamierzone wyniki. Szczegóły znajdują się na **str. 78 „16.5 Informacje techniczne dotyczące współczynnika powiększenia i dokładności pomiarów odległości”**.
- Rysunek nadkładu implantu ma jedynie charakter prezentacyjny, a nie służy do rzeczywistego planowania.
- Przedstawienia implantów na zdjęciach rentgenowskich mają jedynie cele wyjaśniające dla pacjentów i nie muszą być wystarczająco dokładne do rzeczywistego planowania.
- Wyświetlane implanty mogą być niedostępne lub nieodpowiednie. Informacje o dostępności i zastosowaniu implantów można uzyskać od ich wytwórców.
- To użytkownik określa, jak często oprogramowanie wraz z funkcją wyświetlania implantów będą używane do informowania i leczenia pacjenta.
- W obliczeniach wartości pseudo TK wielkość wynikająca z obszaru obrazowania przedmiotu badania oraz błędy położenia są uwzględnione jako wartości przybliżone, dlatego w kontekście dokładności nie można ich traktować jako precyzyjne, medyczne, rentgenowskie dane TK. Dzięki wysokiej stabilności kontrastu stanowią jednak większą wartość w kontekście wymiany danych z innymi stacjami roboczymi w ramach standardu DICOM.
- Należy zauważyć, że mogą występować pewne rozbieżności między mierzonymi a rzeczywistymi długościami wynikające z zasad radiografii TK, grubości segmentu TK oraz z innych powodów. Aby uzyskać dokładne wyniki, należy ostrożnie korzystać z mierzonych długości. Szczegóły znajdują się na **str. 68 „16.2 Informacje techniczne dotyczące pomiaru odległości”**.

PRZESTROGA

- W niniejszym dokumencie opisano funkcje oprogramowania i-Dixel, a także jedną z funkcji trybu aparatu rentgenowskiego, czyli regulację ogniskowej panoramicznego zdjęcia tomograficznego. Więcej informacji na temat funkcji można znaleźć w odrębnej instrukcji użytkownika poświęconej aparatowi rentgenowskiemu.
- Bazy danych są zapisywane na dysku twardym. Ze względu na ograniczoną żywotność dysku twardego należy codziennie tworzyć kopie zapasowe istotnych danych.
- W zależności od wybranego formatu jakość eksportowanego zdjęcia oraz jakość obrazu wyświetlanego na ekranie mogą się różnić. Po wyeksportowaniu należy wykonać kontrolę pod kątem problemów związanych z jakością wyeksportowanego zdjęcia. Aby uniknąć spadku jakości eksportowanych zdjęć, należy je eksportować w formacie BMP.
- Przed eksportem danych na jakiegokolwiek wymiennie nośniki danych lub do folderu sieciowego należy przygotować docelowy nośnik lub folder i upewnić się, że możliwy będzie odczyt danych. Szczególną uwagę należy zwracać w przypadku pamięci zewnętrznych podłączanych przez gniazdo USB.
- W przypadku korzystania z funkcji przechwytywania wideo w ustawieniach sterownika należy wybrać rozmiar obrazu 640×480 lub 320×240. W przeciwnym razie proporcje okna obrazu mogą być niewłaściwe, wpływając na diagnostykę. Szczegółowe informacje na temat ustawień można znaleźć w instrukcji użytkownika karty z funkcją przechwytywania obrazu. Nawet po kliknięciu opcji „Save” (Zapisz) w oknie ustawień części ustawienie to nie będzie obowiązywać do momentu zapisania docelowego obrazu.
- Aby korzystać z urządzenia TWAIN, należy podłączyć urządzenie TWAIN i zainstalować jego sterownik. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi urządzenia TWAIN.
- Ponieważ inne procesy z udziałem filtrów, takie jak Hi.Pass, UltraHi, Lateral, Lo.Pass, UltraLo oraz Reduce, obejmują przetwarzanie częstotliwościowe, obróbka dużego obrazu z zastosowaniem takiego filtra może zająć dłuższą chwilę.
- Ponieważ jakość obrazów uzyskiwanych za pomocą procedur opracowanych przez producenta jest optymalna, zdjęcia nie wymagają przetwarzania z udziałem filtrów ani przetwarzania gamma. Z przetwarzania z udziałem filtrów należy korzystać w odniesieniu do skanowanych lub importowanych obrazów o niskiej jakości.
- Ponieważ obciążenie podczas przetwarzania kopii zapasowej jest wysokie, prędkość ponownego generowania zdjęcia jest wtedy bardzo niska. Podczas przetwarzania kopii zapasowej nie należy uruchamiać żadnych innych aplikacji.
- Przetwarzanie kopii zapasowej nie jest skonfigurowane w momencie dostawy oprogramowania. Należy je skonfigurować zgodnie z warunkami operacyjnymi.
- Podobnie jak w przypadku kopii zapasowych zależnych od generowanych instancji, zachowane będą kopie zapasowe określonej liczby wygenerowanych instancji. Zaleca się zarządzać generowanymi instancjami w sposób odpowiedni do metody cyklicznego wykonywania kopii zapasowych.
- Obrazy przeniesione za pomocą funkcji „przenoszenia danych” nie mogą być kopiowane za pomocą procesu „tworzenia kopii zapasowych”. Kopię takiego obrazu należy wykonać za pomocą innej funkcji komputera (utworzyć kopię za pomocą funkcji kopiowania).
- Znalezienie docelowej lokalizacji przeniesionych danych może potrwać około 20 minut. W przypadku zapisu danych na wymiennym nośniku danych lub w folderze sieciowym należy przygotować docelowy nośnik lub folder i upewnić się wcześniej, że możliwy będzie odczyt danych. Szczególną uwagę należy zwracać w przypadku pamięci zewnętrznych podłączanych przez gniazdo USB.
- Dostęp do i pozyskiwanie danych z jakiegokolwiek innej pamięci masowej może chwilę potrwać. Jeśli po próbie rozpoczęcia operacji pozyskiwania danych nie zostaną one pobrane błyskawicznie, należy poczekać chwilę i dopiero wtedy ponowić próbę.
- Ograniczenia funkcji w wersji demonstracyjnej i-Dixel:
- Wersja demonstracyjna oprogramowania i-Dixel pozwala na rejestrację tylko jednego pacjenta. Wyłączone są również funkcje związane z TK (opcja) oraz funkcje bazujące na komunikacji DICOM (opcja).
- W przypadku braku dostępnego miejsca na dysku twardym zapis danych będzie niemożliwy lub może dojść do utraty zapisanych danych. Jeśli pojawi się okno informujące o braku dostępnego miejsca na dysku twardym, należy przenieść obrazy.
- Nieprawidłowa obsługa bazy danych może spowodować zablokowanie możliwości zapisu danych lub utratę zapisanych danych. Najpierw należy dokładnie poznać zasady wykonywanej operacji, a dopiero następnie rozpocząć korzystanie z bazy danych.
- W przypadku ręcznego modyfikowania jakiegokolwiek pliku w bazie danych (plik o rozszerzeniu .3dxd lub .3dxc) baza danych zostanie uszkodzona, co spowoduje utratę danych. Producent nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności. Nie wolno ręcznie wykonywać żadnych operacji na pliku danych, chyba że ma on zostać usunięty.
- Należy utworzyć kopię zapasową lub przygotować wydruk danych zapisanych na komputerze. W przypadku usterki komputera lub jego pamięci masowej dane zostaną utracone, a ich odzyskanie może być utrudnione. Producent nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności.
- Jeśli skonfigurowano planowane tworzenie kopii zapasowych, komputer powinien być włączony w momencie planowanej operacji. W przeciwnym razie kopia zapasowa nie zostanie utworzona. Wyłączenie komputera podczas tworzenia kopii zapasowej może spowodować uszkodzenie bazy danych. Producent nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności.
- Podczas tworzenia kopii zapasowej nie należy pozyskiwać danych ani wykonywać podobnych operacji. Dane mogą wtedy nie zostać prawidłowo pobrane. Producent nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności.
- Należy zwracać szczególną uwagę na właściwe przechowywanie kopii zapasowych danych oraz wydruków. Producent nie odpowiada za jakiegokolwiek usterki wynikające z niewłaściwego przechowywania danych.
- Podczas obrazowania i podobnych operacji nie należy wykonywać żadnych innych procesów.

PRZESTROGA

- Jeśli w koszyku znajduje się więcej niż 15 miniatur zdjęć TK, może zabraknąć pamięci do wykonania kolejnego zdjęcia TK lub rekonstrukcji danych TK. W związku z tym należy usuwać niepotrzebne miniatury zdjęć TK z koszyka.
- W przypadku braku dostępnego miejsca na dysku twardym zapis danych TK może być niemożliwy lub może dojść do utraty pewnych danych TK. Aby tego uniknąć i zapewnić pustą przestrzeń na dysku twardym, należy usunąć niepotrzebne zadania TK i zapisać je na innym twardym dysku.
- W przypadku importowania zdjęć wykonanych za pomocą urządzeń innych firm nie ponosimy odpowiedzialności za bezpieczeństwo, działanie ani dokładność dodatkowych informacji dotyczących takich zdjęć. Podczas importowania zdjęć należy pamiętać o przeprowadzeniu testu połączenia, aby potwierdzić bezpieczeństwo, działanie i dodatkowe informacje wymagane do importowania zdjęć, a w przypadku jakichkolwiek problemów należy skontaktować się z producentem lub dystrybutorem urządzenia innej firmy.
Jeśli ma to zastosowanie, należy wykonać następujące cztery testy połączenia:
 - Imię i nazwisko pacjenta
 - Kierunek ustawienia pacjenta (kierunek ustawienia zdjęcia)
 - Dokładność geometryczna (długość, kąt)
 - Inne elementy wskazane przez producenta urządzeń innych firm
- Funkcje naszego oprogramowania do przetwarzania obrazu (AIE-HD, AGS itp.) są zoptymalizowane pod kątem naszych urządzeń, dlatego nie należy stosować tych funkcji do zdjęć importowanych z urządzeń innych producentów. W przypadku zastosowania tych funkcji do innych zdjęć firm nie ponosimy odpowiedzialności za bezpieczeństwo, działanie ani dokładność dodatkowych informacji dotyczących takich zdjęć.

1.4 W razie wypadku

Dla użytkowników oprogramowania i-Dixel w Unii Europejskiej:

Poważne wypadki z urządzeniem należy zgłaszać kompetentnym organom w swoim kraju oraz producentowi za pośrednictwem lokalnego dystrybutora. Przestrzegać przepisów krajowych dotyczących szczegółowych procedur.

1.5 Kwalifikacje użytkownika

a) Kwalifikacje:

Odpowiednio wykwalifikowana osoba, np. lekarz, dentysta, technik radiologii, pielęgniarz/pielęgniarka lub higienista dentystyczny (w zależności od kraju), personel placówki medycznej lub administrator systemu IT.

b) Znajomość języka:

Język angielski oraz język obowiązujący w placówce medycznej.


c) Wykształcenie, wiedza, doświadczenie i szkolenia:

Od użytkownika nie wymaga się specjalnych kwalifikacji oprócz znajomości instrukcji użytkownika (IFU) oraz podstawowej znajomości obsługi komputera, chyba że jest to wymagane przez przepisy lokalne.

1.6 Wersja i pozostałe informacje

Po kliknięciu ikony „MORITA” wyświetlanej w prawym górnym rogu ekranu głównego można sprawdzić wersję oprogramowania i-Dixel oraz aktualnie podłączonej bazy danych.

Aby złożyć zapytanie dotyczące działania oprogramowania i-Dixel, należy podać operatorowi wersję oraz identyfikator NetID oprogramowania i-Dixel.



• Okno z wersją i innymi szczegółowymi informacjami

Version Information

i-Dixel
Version

J. MORITA MFG. CORP.
Copyright (C) J. MORITA MFG. CORP. 2010

This software is licensed to:

User

NetID

Connected Databases:

Patient DB:

Case DB:

Patent Information:

<http://www.morita.com/jmmc/en/copyright/>

UDI

Details Update... OK

Details

Rx only

MD

EC REP Medical Technology Promedt Consulting GmbH
Ernst-Heckel-Straße 7, 66386 St. Ingbert, Germany

CH REP Decomplex AG
Freiburgstrasse 3 3010 Bern Switzerland

J. MORITA MFG. CORP.
680 Higashihama Minami-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8533, Japan
MADE IN JAPAN
Pat. <https://www.morita.com/jmmc/en/copyright/>


OK

2 Włączanie i wyłączenie

Włączanie

- 1 Włączyć komputer i urządzenia peryferyjne.
- 2 Dwukrotnie kliknąć ikonę i-Dixel. Pojawi się okno logowania. Wprowadzić nazwę konta i hasło. Pojawi się wtedy ekran główny.

• Ekran główny:



Wyłączanie


Kliknąć „X” w prawym górnym rogu, aby wyłączyć aplikację.




3 Upoważnienia personelu


⚠ OSTRZEŻENIE

- Należy odpowiednio skonfigurować uprawnienia do systemu operacyjnego (np. Windows OS) i oprogramowania i-Dixel i właściwie nimi zarządzać.

- Kliknąć przycisk „Settings window” (Okno ustawień) () na ekranie głównym.



- W zakładce „Staff” (Personel) można wyświetlać, rejestrować i edytować informacje o personelu.

The screenshot displays the 'Staff' management window. The window has a tabbed interface with 'Staff' selected. On the left, there is a list of staff members with columns for 'ID' and 'Name'. The first entry is '1000 i-VIEW user'. On the right, there is a form for editing or adding a staff member. The form includes fields for 'ID' (1000), 'Name' (split into First, Middle, and Last), 'Sex' (radio buttons for Male, Female, Other), 'Birth Date' (Y, M, D), 'Zip/Postal', 'Address 1', 'Address 2', 'Phone No.' (two fields), 'E-Mail', 'Type' (a dropdown menu), and 'Account' (radio buttons for Active and Inactive). There are also checkboxes for 'show all name fields', 'Set password', 'Use the current user's authority', and 'Show only active'. At the bottom, there are buttons for 'New', 'Edit', 'Authorization', 'OK', 'Cancel', and 'Apply'. Numbered callouts (1-8) are placed over various elements: 1 on the 'New' button, 2 on the 'Edit' button, 3 on the 'Name' field, 4 on the 'Address 1' field, 5 on the 'Type' dropdown, 6 on the 'Account' radio buttons, 7 on the 'Set password' checkbox, and 8 on the 'Authorization' button.

1 „New” (Nowy):

Aby zarejestrować nowego pracownika, kliknąć przycisk w celu wyświetlenia okna „New” (Nowy).

2 „Edit” (Edytuj):

Aby edytować dane istniejącego pracownika, kliknąć przycisk w celu wyświetlenia okna „Edit” (Edycja).

3 Identyfikator pracownika:

Ta kolumna pojawi się podczas rejestrowania nowego pracownika; po wypełnieniu pola „ID” dostępny stanie się przycisk „Register” (Zarejestruj). Kolumna nie będzie dostępna podczas edycji istniejących użytkowników.

4 „Address 1, 2” (Adres 1, 2):

Nie wolno używać znaku „@”.

5 „Type” (Typ):

Możliwość wyboru z listy kwalifikacji.

6 „Account” (Konto):

To ustawienie pozwala określić dane konto jako konto certyfikujące podczas aktywacji oprogramowania i-Dixel.

7 „Set password” (Ustaw hasło):

Ustawienie wyświetlania okna z hasłem podczas aktywacji oprogramowania i-Dixel.

Zaznaczenie tego pola podczas rejestracji nowego lub edycji istniejącego konta spowoduje, że będzie pojawiać się okno „Set password” (Ustaw hasło) po kliknięciu przycisku „Update” (Aktualizuj).


8 „Authorization” (Upoważnienia):

Aby aktywować przycisk „Authorization” (Upoważnienia), należy kliknąć pole „Use the current user's authority” (Zastosuj uprawnienia bieżącego użytkownika).

* To pole mogą zaznaczyć jedynie użytkownicy będący administratorami (admin).

Kliknięcie tego przycisku spowoduje otwarcie okna „Authority” (Upoważnienie).

W tym oknie można ustawić upoważnienie dla użytkowników o różnych kwalifikacjach.




Na przykład można usunąć zaznaczenia z pól „Patient list” (Lista pacjentów), „Add” (Dodaj), „Update” (Aktualizuj) oraz „Delete” (Usuń) w sekcji „dentalHygienist” (Higienista dentystyczny) i kliknąć „OK”, aby usunąć te upoważnienia dla użytkowników o takiej kwalifikacji.

Qualification	sy	cps	nutritionist	dentalHygienist
Patient list	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Add	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Update	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Delete	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


4 Rejestracja i edycja danych pacjenta

4.1 Rejestracja nowego pacjenta


1 Kliknąć przycisk „Patient registration window” (Okno rejestracji pacjenta).




2 Wprowadzić wymagane dane i kliknąć przycisk „Register” (Zarejestruj).

A screenshot of the patient registration form. The form is dark-themed with white text and input fields. At the top, there is an 'ID' field with the value '000000007' and a 'show all name fields' checkbox. Below this are three name fields: 'First' (containing 'Ichiro'), 'Middle' (empty), and 'Last' (containing 'Morita'). The 'Sex' field has three radio buttons: 'Male' (selected), 'Female', and 'Other'. The 'Birth Date' field has 'Y M D' buttons. Below are fields for 'Zip/Postal', 'Address 1', 'Address 2', 'Phone No.' (with two sub-fields), 'E-Mail', 'Attendant Dr.' (a dropdown menu), 'Operator', and 'Comments'. At the bottom, there are three buttons: 'Register' (highlighted with a hand cursor), 'Clear', and 'Cancel'.

3 Strona aktualnie rejestrowanego pacjenta



• Funkcje na stronie pacjenta



- 1 Pasek nawigacyjny
- 2 Panel zadań
- 3 Koszyk


4.2 Edycja informacji pacjenta


1

Wyświetlić stronę pacjenta.

Punkt 5 **Wyszukiwanie pacjenta** zawiera informacje na temat szukania pacjentów i wyświetlania stron pacjentów.

2

Kliknąć przycisk „Edit Information” (Edytuj dane): 
(Nie można modyfikować numeru ID pacjenta („ID”).)



ID: 0000000006 show all name fields

First Middle Last

Name: Hanako Morita

Sex: Male Female Other

Birth Date: Y M D

Zip/Postal:

Address 1:

Address 2:


Phone No. 1: 2:

E-Mail:

Attendant Dr.:

Operator:

Comments:



ID: 0000000006 show all name fields

First Middle Last

Name: Hanako Mori

Sex: Male Female Other

Birth Date: Y M D

Zip/Postal:

Address 1:

Address 2:

Phone No. 1: 2:

E-Mail:


Attendant Dr.:


Operator:

Comments:



5 Wyszukiwanie pacjenta

Wprowadzić identyfikator pacjenta lub część jego nazwiska w polu wyszukiwania i kliknąć przycisk:  Otworzy się strona danego pacjenta. (Przy wprowadzaniu identyfikatora można także skorzystać z opcji „Show Number Pad Button” (Przycisk wyświetlania klawiatury numerycznej)).






- 1 „Show Number Pad Button” (Przycisk wyświetlania klawiatury numerycznej)
- 2 Pole wyszukiwania
- 3 „Show Number” (Wyświetl liczbę)
- 4 Obszar wyświetlania informacji pacjenta

Sprawdzić imię i nazwisko oraz ID pacjenta.



* Jeśli kryteria wyszukiwania spełnia więcej niż jeden pacjent, pojawi się lista z ich nazwiskami. Aby wyświetlić stronę właściwego pacjenta, dwukrotnie kliknąć jego nazwisko.

* Jeśli podczas wyszukiwania pacjentów obszar wyświetlania informacji pacjenta nie pojawi się na środku ekranu głównego, wyświetli się lista pacjentów nawet wtedy, gdy kryteria wyszukiwania będzie spełniać tylko jeden pacjent. Po dwukrotnym kliknięciu pacjenta na liście pojawi się okno miniatur zdjęć.




6 Pozyskiwanie zdjęć


6.1 Odczyt zdjęcia rentgenowskiego

1 Wykonać zdjęcie rentgenowskie, gdy wyświetlana jest lista zdjęć. Zdjęcie rentgenowskie zostanie automatycznie przesłane do komputera i pobrane przez aplikację i-Dixel.

* Informacje na temat wykonywania poszczególnych rodzajów zdjęć można znaleźć w instrukcja obsługi aparatu rentgenowskiego.



2 Kliknąć przycisk przeglądarki „2D Viewer”, aby wyświetlić zdjęcie (w koszyku pojawi się miniatura obrazu).




1 Wyświetlanie przeglądarki „2D Viewer”

2 Miniatura



6.2 Stosowanie filtrów obrazu

Przyciski „Filter” (Filtr) znajdują się w sekcji „Filter” (Filtr) przeglądarki „2D Viewer”.



■ Przykład: „Sharpness Filter” (Filtr ostrości)


Kliknąć przycisk „sharpness filter” (Filtr ostrości), aby go zastosować:



■ Przykład: korekta zdjęcia „AGS”

Kliknąć przycisk „AGS”, aby zastosować dany filtr: **AGS**

Filtr ten dostosowuje jasność w taki sposób, aby wyraźnie widoczny był nie tylko łuk zębowy, lecz także kość szczękowa i staw skroniowo-żuchwowy (TMJ).



Funkcja „AGS” współpracuje jedynie z trybami „Panorama” oraz „PanoramaPlus”, ale nie można jej stosować względem poczwórnych zdjęć stawu skroniowo-żuchwowego ani zdjęć zatoki szczękowej.

Aby skonfigurować filtr „AGS”, kliknąć przycisk „Detailed filter setup” (Szczegółowa konfiguracja filtra):

⚠ OSTRZEŻENIE


- Funkcja „AGS” automatycznie poprawia gęstość niezależnie od regionu. Nie sprawdza się jednak w niektórych sytuacjach, na przykład do obserwacji różnic w symetrii lub zapaleń na dużym obszarze, które mogą wpływać na zatokę szczękową w wyniku próchnicy. W takich przypadkach w celu wykonania pełnej diagnostyki należy porównać zdjęcia przed zastosowaniem filtra „AGS” i po jego zastosowaniu.

■ Przykład: korekta AIE

Kliknąć przycisk „Apply AIE correction” (Zastosuj korektę AIE): 

Jakość zdjęcia zostanie tak dostosowana, aby kontury były bardziej jasne w celu lepszego zobrazowania cech poszczególnych obszarów.

Funkcja ta redukuje cienie generowane przez kręgi, ką żuchwy itp.




Funkcja korekty „AIE” może być stosowana jedynie względem trybów „Panorama”, „PanoramaPlus” oraz „Cephalo”.

Aby skonfigurować korektę „AIE”, kliknąć przycisk „Detailed filter setup” (Szczegółowa konfiguracja filtra): 

■ Przykład: korekta „AIE HD”

Kliknąć przycisk „Apply AIE HD correction” (Zastosuj korektę AIE HD): 

Oprócz wykonania korekty „AIE” funkcja ta redukuje artefakty występujące w pobliżu metalowych protez.




Może być stosowana jedynie w przypadku trybów „Panorama” oraz „PanoramaPlus”.

Aby skonfigurować korektę „AIE HD”, kliknąć przycisk „Detailed filter setup” (Szczegółowa konfiguracja filtra): 


6.3 Ustawienie pacjenta: sprawdzanie ustawienia pacjenta

Na podstawie modelu głowy człowieka można potwierdzić kierunek ustawienia pacjenta, którego zdjęcie 2D jest aktualnie wyświetlane.




1 Okno ustawienia pacjenta (wyświetli się model głowy człowieka)

Aby wyświetlić model głowy człowieka, kliknąć prawym przyciskiem okno ustawienia pacjenta. Wybrać opcję „New” (Nowy), aby wyświetlić model głowy człowieka.



* Kierunek ustawienia modelu głowy można zmienić, przeciągając go za pomocą wskaźnika.




⚠ PRZESTROGA

- Nawet po kliknięciu opcji „OK” w oknie ustawienia pacjenta ustawienie to nie będzie obowiązywać do momentu zapisania docelowego obrazu.

6.4 Zapisywanie zdjęć


Po zakończeniu przetwarzania obrazu kliknąć przycisk „Save” (Zapisz):




6.5 Porównywanie zdjęć


■ Przykład: porównywanie dwóch zdjęć w układzie jedno nad drugim


- 1 Dwukrotnie kliknąć zdjęcie na liście zdjęć.




Pojawi się przeglądarka „2D Viewer” z wyświetlonym zdjęciem. Następnie wybrać inne zdjęcie z listy i wykonać tę samą operację.



- 2 Sprawdzić, czy obydwa zdjęcia pojawiły się w koszyku 1, a następnie kliknąć przycisk „Tile Two Images Vertically” (Ustaw dwa zdjęcia w pionie): 



- 3 Wyświetlą się dwa zdjęcia w układzie jedno nad drugim.



7 Importowanie zdjęć

- 1 Otworzyć stronę pacjenta w widoku listy zdjęć. Kliknąć przycisk „Import”, 1 a następnie wybrać opcję „2D Import” 2.




- 2 Kliknąć przycisk opcji „Select date and modality for each image file” (Wybierz datę i tryb dla każdego pliku obrazu), a następnie kliknąć „Select” (Wybierz).




3

Z listy w oknie otwierania plików wybrać zdjęcie do zaimportowania i kliknąć przycisk „Open” (Otwórz).

* Aby wybrać więcej zdjęć, przytrzymać klawisz Shift lub Ctrl, a następnie zaznaczyć żądane zdjęcia.

**4**

W oknie wypełnić pola „Date” (Data) oraz „Modality” (Tryb) dla zdjęcia i kliknąć przycisk „Import”.




1 „Date” (Data): Zaznaczyć pole „Import on image date” (Importuj według daty zdjęcia) lub wybrać datę z menu rozwijanego.

* Opcja ta działa jedynie, jeśli zdjęcie jest eksportowane z komputera z zainstalowaną aplikacją i-Dixel.

2 „Modality” (Tryb): Wybrać z menu rozwijanego.

5

Po zakończeniu importu pojawi się zdjęcie w przeglądarce „2D Viewer” (w koszyku pojawi się miniatura).




8 Kamera wewnątrzustna

8.1 Korzystanie z kamery wewnątrzustnej „Penviewer”


1 Otworzyć stronę pacjenta w widoku listy zdjęć.

2 Włączyć kamerę „Penviewer”.



3 Obserwować ruchomy obraz na wyświetlaczu. Aby uzyskać nieruchomy obraz, nacisnąć przycisk „Freeze” (Zamroź) na kamerze „Penviewer”. Zamiast obrazu ruchomego wyświetli się nieruchoma klatka.

4 Aby zapisać nieruchomy obraz, nacisnąć przycisk „Freeze” (Zamroź) (w koszyku pojawi się miniatura zapisanego obrazu).






Dwukrotnie kliknąć miniaturę, aby wyświetlić obraz w przeglądarce „2D Viewer”.

9 Print Center


Funkcja „Print Center” pozwala drukować informacje pacjenta oraz zdjęcia.

Włączanie

- 1 Otworzyć stronę pacjenta w widoku listy zdjęć i umieścić w koszyku zdjęcia przeznaczone do druku **1**.
- 2 Kliknąć przycisk „Print Center”:  Pojawi się strona umożliwiająca drukowanie.



Wyłączanie


Aby wyłączyć funkcję „Print Center”, kliknąć przycisk „Home” (Ekran główny):  Wyświetli się ponownie ekran główny oprogramowania i-Dixel.



9.1 Szablony wydruków

Istnieje możliwość przygotowania własnych szablonów do drukowania zdjęć i informacji pacjenta.


Szablony można definiować za pomocą pól na informacje pacjenta, zdjęcia, wykresy i komentarze. Dodawać można również linie, okręgi, kwadraty i inne figury.



- 1 Obiekt Pacjent
- 2 Obiekt Typ obrazu
- 3 Inne obiekty
- 4 Szablony

9.2 Tworzenie szablonu

Z menu wybrać opcję „File” – „New” (Plik – Nowy); w górnej części okna wyświetlania obiektu pojawi się zakładka „Report2” – możliwe będzie wtedy utworzenie nowego szablonu.



* Za pomocą opcji „Zoom” w oknie „View” (Widok) można powiększać i zmniejszać szablon.

9.3 Rozmieszczanie pól na szablonie


9.3.1 Pola obiektów Zdjęcie, Pacjent i Klinika

Rozmieścić pola zdjęć na szablonie.


Po umieszczeniu na szablonie zdjęcia dopasują się do rozmiarów i położenia pól.

1 Kliknąć zakładkę „Image Type” (Typ zdjęcia), a następnie wybrać pola dla poszczególnych typów zdjęć.

2 Przeciągnąć ikonę typu zdjęcia na szablon, aby umieścić pole danego typu zdjęcia. Rozmiary i położenie pól można modyfikować.



3 Przeciągnąć pola dla różnych typów informacji pacjenta na szablon. Kliknąć zakładkę „Patient” (Pacjent), a następnie przeciągnąć żądane elementy na szablon.




Rozmieścić pola z informacjami klinicznymi.

Kliknąć zakładkę „Clinic” (Klinika), a następnie przeciągnąć elementy na szablon.

9.3.2 Rozmieszczanie pól tekstowych i rysowanie linii oraz kształtów

Dostępnych jest szereg narzędzi do rysowania linii i kształtów oraz dodawania tekstu do szablonu.

W menu „Objects” (Obiekt) wybrać opcję „Draw” (Rysuj) lub kliknąć jedno z narzędzi na pasku narzędzi rysowania. Następnie wstawić linię, kształt lub tekst do szablonu.



• Pasek narzędzi rysowania




9.4 Zapisywanie szablonu

Szablon można zapisać w celu wykorzystania go w przyszłości.

Szablony można zapisywać według kategorii.

1 Otworzyć menu „File” (Plik) i wybrać opcję „Save As Template” (Zapisz jako szablon).


2 Utworzyć nową kategorię lub wybrać jedną z już istniejących. Aby dodać nową kategorię, kliknąć opcję „New Category” (Nowa kategoria) i wprowadzić jej nazwę.



* Po kliknięciu opcji „New Category” (Nowa kategoria) pojawi się okno dialogowe pokazane poniżej. Wprowadzić nazwę nowej kategorii i kliknąć opcję „Create” (Utwórz).




3 Pojawi się okno dialogowe do zapisu szablonu. Wprowadzić nazwę szablonu i kliknąć opcję „Save” (Zapisz).




9.5 Umieszczanie zdjęć na szablonie


- 1 Otworzyć menu „File” (Plik) i kliknąć opcję „Open Template” (Otwórz szablon). Wybrać szablon z jednej z kategorii i kliknąć go dwukrotnie.



- 1 Kategorie
- 2 Lista szablonów


- 2 Kliknąć przycisk „Image List” (Lista zdjęć):  Kliknąć zdjęcia na liście, które mają zostać dodane do szablonu. Zostaną wyświetlone w koszyku.

- 3 Kliknąć przycisk „Print Center”:  Wyświetli się ponownie ekran „Print Center”.



4

Przeciągnąć zdjęcia z koszyka na pola znajdujące się na szablonie (rozmiary zdjęć dopasują się do rozmiarów pól).



- * Aby przywrócić oryginalny rozmiar zdjęcia po umieszczeniu go w polu o innym rozmiarze, kliknąć zdjęcie prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję „Reset Size” (Resetuj rozmiar).
- * Aby umieścić zdjęcia w polach bez zmiany ich rozmiaru, otworzyć menu „Object” (Obiekt) i usunąć zaznaczenie opcji „Change Size to Match Template” (Dopasuj rozmiar do szablonu).

9.6 Drukowanie

1 Wybór i konfiguracja drukarki



Otworzyć menu „File” (Plik) i wybrać opcję „Page Set Up” (Konfiguracja strony).
Wybrać drukarkę i ustawić rozmiar oraz orientację strony.

2 Sprawdzenie układu „Print Preview” (Podgląd wydruku)

Otworzyć menu „File” (Plik) i wybrać opcję „Print Preview” (Podgląd wydruku) lub kliknąć przycisk „Print Preview” (Podgląd wydruku) na pasku narzędzi. Następnie sprawdzić wyświetlony podgląd.

3 Drukowanie

Otworzyć menu „File” (Plik) i wybrać opcję „Print” (Drukuj).




Szybkie drukowanie

Po wybraniu zdjęć i szablonu do wydruku automatycznie tworzone i drukowane są także adnotacje.


* Jeżeli do wydruku wybrano zdjęcia wykonane w różnych trybach, wówczas dla każdego trybu tworzone są odrębne adnotacje.

* Aby włączyć funkcję szybkiego drukowania, należy kliknąć przycisk „Setting window” (Okno ustawień):
Kliknąć zakładkę „General” (Ogólne) i sprawdzić ustawienia drukowania w prawej dolnej części ekranu.




• Przykład: drukowanie zdjęcia wewnątrzustnego

- 1 Kliknąć przycisk „Image List” (Lista zdjęć):
Kliknąć jedno ze zdjęć wewnątrzustnych, aby umieścić je w koszyku.





2 Kliknąć przycisk „Print Center”: 

3 Wybrać szablon, aby utworzyć adnotację.



4 Adnotacje zostaną utworzone automatycznie. Otworzyć menu „File” (Plik) i wybrać opcję „Print” (Drukuj).



* Choć adnotacje są tworzone automatycznie, to nadal można konfigurować ustawienia drukarki i wyświetlać podgląd wydruku.


9.7 Zapisywanie dokumentu obrazu z adnotacjami

Zdjęcia z adnotacjami mogą być zapisywane jako pliki obrazu i wyświetlane w przeglądarce „2D Viewer”.

9.7.1 Zapisywanie jako dokument

Po przygotowaniu dokumentu otworzyć menu „File” (Plik) i wybrać opcję „Save to Database” (Zapisz w bazie danych).


9.7.2 Wczytywanie zapisanego dokumentu

- 1 Kliknąć przycisk „Image List” (Lista zdjęć):  Na liście zdjęć pojawi się miniatura zapisanego dokumentu.



- 2 Dwukrotnie kliknąć miniaturę, aby wyświetlić obraz w przeglądarce „2D Viewer”.

- 3 Wyświetli się zapisane zdjęcie.




* Na obrazie można wykonywać te same operacje przetwarzania jak w przypadku zdjęć 2D.

10 Uzyskiwanie zdjęcia TK


10.1 Odczytywanie zdjęcia TK

- 1 Otworzyć stronę pacjenta w widoku listy zdjęć, a następnie wykonać zdjęcie. Zdjęcie zostanie automatycznie przesłane do aplikacji i-Dixel.
* Informacje na temat wykonywania poszczególnych rodzajów zdjęć można znaleźć w instrukcja obsługi aparatu rentgenowskiego.

- 2 Po przesłaniu danych zdjęcia do aplikacji i-Dixel pojawi się okno dialogowe pokazane poniżej. Kliknąć przycisk „Yes” (Tak), aby wykonać rekonstrukcję zdjęcia.




- 3 Na liście zdjęć pojawi się miniatura danych TK. (Zdjęcie można wyświetlić i przetworzyć w przeglądarce „2D Viewer” lub „3D Viewer”).




11 Wyświetlanie zdjęcia

11.1 Za pomocą przeglądarki „2D Viewer”


- 1 Na liście zdjęć wybrać miniaturę TK. W koszyku pojawi się miniatura obrazu 1.
Na pasku nawigacyjnym 2 kliknąć przycisk „2D Viewer”:



- 2 Segmenty „X”, „Y” oraz „Z” wyświetlą się w przeglądarce „2D Viewer”.



• Funkcje przeglądarki „2D Viewer”




- 1 Segment „Z”
- 2 Segment „Y”
- 3 Segment „X”
- 4 Informacje o atrybucie

	: Linia kursora „X”
	: Linia kursora „Y”
	: Linia kursora „Z”

Przesunąć linie kursora dla segmentów „X”, „Y” i „Z” w pionie lub poziomo, aby wyświetlić odpowiednie segmenty.


Przykład: przesuwanie kursora „Z” na dół powoduje zmianę wyświetlanego segmentu „Z” zdjęcia w sposób pokazany poniżej.




* Zmiany wykonane w segmentach TK można zapisywać podobnie jak w przypadku zdjęć 2D.

11.2 Za pomocą przeglądarki „3D Viewer”

- 1 Na liście zdjęć wybrać miniaturę TK. W koszyku pojawi się miniatura obrazu 1. Na pasku nawigacyjnym 2 kliknąć przycisk „3D Viewer”:




- 2 W przeglądarce „3D Viewer” wyświetlą się segmenty „X”, „Y” oraz „Z” i zdjęcie zrekonstruowane objętościowo.




- 1 Zdjęcie zrekonstruowane objętościowo

Na ekranie przeglądarki „3D Viewer” można wyświetlić dane w widokach „XYZ”, „CurvedMPR” i „Dual-CMPR”. Widoki można przełączać, wybierając opisane poniżej zakładki.




• Widok „XYZ”

Wyświetlanie i przetwarzanie segmentów i zdjęcia zrekonstruowanego objętościowo.




• Widok „Curved MPR”

Tworzenie i przetwarzanie zdjęć panoramicznych i przekrojów poprzecznych.



● Widok „Dual-CMPR”

W widoku „Dual-CMPR” można wyświetlić dwa zdjęcia (panoramiczne i przekrojowe). Obrazy „CurvedMPR” i „MPR” można wykonywać sekwencyjnie, przy czym generowane zdjęcia panoramiczne i przekroje poprzeczne będą wyświetlane obok siebie. Pozwala to przetwarzać wiele zdjęć panoramicznych i przekrojów poprzecznych.



11.2.1 Okno histogramu

W oknie histogramu można regulować jasność/kontrast obrazów w skali szarości oraz ustawić obszar „VOI” (Badana objętość), który ma być wyświetlany w oknie rekonstruowania objętości. Kliknąć zakładkę „Grayscale” (Skala szarości) lub „Color” (Kolor).

Regulacja jasności i kontrastu zdjęć w skali szarości



- 1 Linia kontrastu: przesunąć w kierunku pionowym, aby zwiększyć kontrast.
- 2 „WL” (Poziom okna): przesunąć w lewo, aby rozjaśnić, lub w prawo, aby przyciemnić zdjęcie.
- 3 Poziom jasności: przesunąć do góry, aby rozjaśnić, lub w dół, aby przyciemnić zdjęcie.

* Zdjęcie w skali szarości jest segmentem TK, zdjęciem „MIP” lub zdjęciem „RaySum” wyświetlanym w widoku „XYZ” bądź zdjęciem osiowym, panoramicznym lub przekrojem poprzecznym w widoku „CurvedMPR” lub widoku „Dual-CMPR”.

Ustawianie obszaru „VOI” dla zdjęcia rekonstruowanego objętościowo





- 1 Histogram
- 2 Krzywa krycia
- 3 Suwak poziomu krycia
- 4 Dane objętościowe TK dla wartości woksła
- 5 Lista „VOI”
- 6 Ustawienia „WL”, „WW”, „Sh”
- 7 Przyciski do wyboru kształtu krzywej krycia

* Parametr „Sh” można ustawiać jedynie dla trapezowych krzywych krycia: 



- Przetwarzanie zdjęć rekonstruowanych objętościowo

Przykład: wyświetlanie tylko uzębienia

Przesuwać suwak poziomu krycia **1** w górę lub w dół do momentu, gdy wyświetlane będzie jedynie uzębienie.



W razie potrzeby przesunąć linie „WL” (Poziom okna) **1** lub „WW” (Szerokość okna) **2** w lewo lub w prawo, aby widoczny był cały obszar.





11.2.2 Obracanie zdjęć zrekonstruowanych objętościowo

Za pomocą myszy przeciągnąć zdjęcie w górę i w dół lub w lewo i w prawo.

Po naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza Ctrl można obracać zdjęcie w lewo lub w prawo.

Model głowy w lewym dolnym rogu przedstawia orientację zdjęcia.




■ Korzystanie z funkcji „Auto-Rotate” (Automatyczny obrót) za pomocą przycisku

Kliknąć przycisk „Set the volume orientation” (Ustaw orientację objętości):



Ustawić żądaną pozycję.



- 1 Oryginalna pozycja TK
- 2 Otwarcie obrazu w poprzednio zapisanej pozycji
- 3 Do przodu
- 4 Do tyłu
- 5 W górę
- 6 W dół
- 7 90 stopni w lewo
- 8 90 stopni w prawo

12 CurvedMPR


12.1 Tworzenie zdjęć panoramicznych i przekrojów poprzecznych


Na podstawie danych TK można tworzyć zdjęcia panoramiczne i przekroje poprzeczne wzdłuż łuku zębowego.

⚠ PRZESTROGA

- Czas potrzebny do wygenerowania zdjęcia panoramicznego i przekrojów poprzecznych zależy od parametrów komputera.

1 Najpierw na żądanym poziomie ustawić segment „Z” w widoku „XYZ”.





2 Kliknąć przycisk „Draw spline curve” (Rysuj krzywą składaną) () w sekcji „Tools” (Narzędzia), aby przejść do widoku „CurvedMPR”.



3

Kliknąć łuk zębowy na zdjęciu osiowym, aby narysować krzywą składaną. Po ustawieniu kursora myszy na zdjęciu osiowym zmieni się on w symbol plusa. Kliknąć szereg punktów na łuku zębowym. Punkty te zostaną następnie połączone. Kliknąć dwukrotnie, aby wskazać koniec krzywej składanej. Po zakończeniu utworzone zostaną stosowne zdjęcia panoramiczne i przekroje poprzeczne.




- 1 Segment „Z”
- 2 Panorama
- 3 Przekroje poprzeczne
- 4 Linie prostopadłe
- 5 Krzywa składana

* Po narysowaniu krzywej składanej na zdjęciu segmentu „Z” pojawi się szereg linii prostopadłych do narysowanej krzywej. Linie te odpowiadają utworzonym przekrojom poprzecznym. Rozstaw tych linii wskazuje odstęp między przekrojami poprzecznymi, a ich długość oznacza szerokość przekrojów.


* Zdjęcie panoramiczne odpowiada krzywej składanej.

12.2 Tworzenie linii śródstrzałkowej dla zdjęć panoramicznych


- 1 Prawym przyciskiem myszy kliknąć zdjęcie panoramiczne. Z menu rozwijanego wybrać opcję „Mid-sagittal Line” (Linia śródstrzałkowa).



- 2 Na zdjęciu panoramicznym pojawi się biała pionowa linia. Przeciągnąć ją w żądane miejsce.




* Po ustawieniu linii śródstrzałkowej przekroje poprzeczne po lewej stronie linii zostaną skierowane w lewo, a te znajdujące się na prawo od linii – w prawo.




13 Dual-CMPR


W przeciwieństwie do widoku „CurvedMPR” można utworzyć dwa zestawy zdjęć „CurvedMPR” i „MPR” w widoku „Dual-CMPR”. Obrazy „CurvedMPR” i „MPR” można wykonywać sekwencyjnie, przy czym generowane zdjęcia panoramiczne lub przekroje poprzeczne będą wyświetlane obok siebie.


- 1 W widoku „XYZ” przesunąć linię kursora „Z” do żądanej pozycji, aby wyświetlić zdjęcie segmentu „Z” i narysować na nim pierwszą krzywą składaną.




- 2 Kliknąć zakładkę „Dual-CMPR”, aby przejść do widoku „Dual-CMPR”.




- 3 Kliknąć przycisk „Draw spline curve” (Rysuj krzywą składaną) () w sekcji „Tools” (Narzędzia) i narysować pierwszą krzywą składaną **1**. Metoda rysowania jest taka sama jak w przypadku generowania i wyświetlania zdjęć panoramicznych i przekrojów poprzecznych w widoku „CurvedMPR”.




Po narysowaniu krzywej składanej wykonane zostaną widoki „CurvedMPR” i „MPR”, a wygenerowane zdjęcia panoramiczne i przekroje poprzeczne pojawią się po lewej stronie ekranu.




- 4 Przesunąć kursor „Z” odnoszący się do wygenerowanego zdjęcia panoramicznego (czerwona linia) w górę lub w dół, aby ustawić pozycję i narysować drugą krzywą składaną.




5

Kliknąć przycisk „Draw spline curve” (Rysuj krzywą składaną) () w sekcji „Tools” (Narzędzia) i narysować drugą krzywą składaną **2**.



Po narysowaniu drugiej krzywej składanej wykonane zostaną widoki „CurvedMPR” i „MPR”, a wygenerowane zdjęcia panoramiczne i przekroje poprzeczne pojawią się po prawej stronie ekranu.





14 Prezentacja implantów

14.1 Rysowanie przewodów nerwowych i implantów

Istnieje możliwość przygotowania prezentacji z planem implantów w celu pokazania jej pacjentowi. Istnieje możliwość zaznaczenia kanału żuchwy w celu wskazania jego pozycji, a następnie można wstawić implant, który pojawi się na wszystkich zdjęciach TK.

⚠ PRZESTROGA



- Aby oznaczyć kanał żuchwy, grubość segmentu musi wynosić maksymalnie 1,0 mm. Prawym przyciskiem myszy kliknąć zdjęcie segmentu. Z menu rozwijanego wybrać grubość lub wybrać opcję Custom (Niestandardowa). Wypełnić pole „Thickness” (Grubość) w oknie „Custom Thickness” (Grubość niestandardowa).




- **Przykład: oznaczanie kanału żuchwy i wstawianie implantu dla zęba 36. Implant: „Thommen Medical AG, SPI Contact” 4.13.224 i 4.23.224, długość 11,0 mm, średnica 3,5 mm.**


1 Zdjęcie zrekonstruowane objętościowo można wyświetlić w przeglądarce „3D Viewer”.

2 Przesunąć kursory „X”, „Y” i „Z” i obrócić zdjęcia tak, aby kanał żuchwy był wyraźnie widoczny.




3 Kliknąć przycisk „Mandibular Canal” (Kanał żuchwy): 

Ustawić kursor myszy na punkcie początkowym kanału. Kursor zmieni się na niewielki okrąg.




4 Kliknąć prawym przyciskiem punkt początkowy kanału. Kontynuować klikanie kanału prawym przyciskiem myszy. Klikane punkty zostaną połączone i utworzą linię wyznaczającą kanał.




5 Aby zakończyć rysowanie kanału, kliknąć przycisk „Select” (Wybierz): 

- 6** Zdjęcia zostaną przekształcone na obrazy „MIP”.
Aby wstawić implant do zdjęć, najpierw ustawić kursory „X”, „Y” i „Z” na zębie 36.

Kanał żuchwy jest lepiej widoczny na zdjęciu „MIP” niż na zdjęciach zrekonstruowanych objętościowo lub raysum.



- 7** Kliknąć przycisk „Select Implant” (Wybierz implant): 
Pojawi się okno wyboru implantów.

Implants ✕

Current Implant:

Manufacturer:

SPI (Swiss Precision Implant)

- SPI CONTACT
- SPI DIRECT
- SPI ELEMENT Implant
- SPI ONETIME Implant

Upper Jaw

Lower Jaw

Implant Information

Default

Handle Color	■ 255; 128; 128
Handle Length [mm]	60,000
Handle Radius [mm]	0,500
Cross Section Opacity	31
3D Opacity	31

SPI CONTACT


- 4.13.214 and 4.23.223 - L:9.5 - D:3.5
- 4.13.211 and 4.23.233 - L:9.5 - D:3.5
- 4.13.212 and 4.23.243 - L:9.5 - D:4.2
- 4.13.213 and 4.23.253 - L:9.5 - D:5
- 4.13.220 and 4.23.214 - L:11 - D:2.7
- 4.13.224 and 4.23.224 - L:11 - D:3.5
- 4.13.221 and 4.23.234 - L:11 - D:3.5
- 4.13.222 and 4.23.244 - L:11 - D:4.2

The shape of implants displayed on the X-ray image may not exactly match real clinical conditions. It is the user's responsibility to account for this when explaining to patients or planning surgeries.

Create Cancel


8

Pojawi się podgląd opraw implantów. Kliknąć przycisk „Create” (Utwórz) w celu zastosowania oprawy.




9

Oprawa implantu pojawi się w miejscu przecięcia kursorów „X”, „Y” oraz „Z”.



10


Po kliknięciu implantu pojawi się suwak „handle” 1 (Uchwyt).
Przeciągnięcie implantu pozwala zmienić jego położenie, natomiast przeciągnięcie uchwytu „handle”
pozwała zmienić kąt ułożenia.




14.2 Prezentacja implantów w widoku „Curved MPR” lub „Dual-CMPR”

Aby wykonać prezentację, należy zaznaczyć kanał żuchwy w widoku „Curved MPR” lub „Dual-CMPR”.

• Widok „CurvedMPR”




• Widok „Dual-CMPR”



14.2.1 Oznaczanie kanału żuchwy na zdjęciach panoramicznych i przekrojach poprzecznych

Kliknąć przycisk „Mandibular Canal” (Kanał żuchwy): 

Prawym przyciskiem kliknąć szereg punktów na kanale żuchwy.




⚠ PRZESTROGA


- Aby oznaczyć kanał żuchwy, grubość segmentu musi wynosić maksymalnie 1,0 mm. Prawym przyciskiem myszy kliknąć zdjęcie i wybrać grubość z menu rozwijanego.

14.2.2 Implanty

Implanty można przedstawiać na wszystkich zdjęciach TK w widoku „XYZ”, przekrojach w widoku „CurvedMPR” oraz na zdjęciu osiowym w widoku „Dual-CMPR”.

■ Przykład: przedstawienie implantu na przekroju poprzecznym


Nacisnąć przycisk „Select Implant” (Wybór implantu) () i wybrać jeden z implantów. Następnie dostosować pozycję i orientację implantu na zdjęciu.




15 Powiększanie zdjęć segmentowych obszaru „VOI”

15.1 Tworzenie powiększonych zdjęć segmentowych dla określonego obszaru „VOI” (Badana objętość)

- 1 W przeglądarce „3D Viewer” ustawić kursory „X”, „Y” i „Z” na środku obszaru „VOI”.




- 2 Kliknąć przycisk „Show or hide the FOV region” (Pokaż lub ukryj region FOV):  Przeciągnąć boki ramki „FOV”, aby ustawić jej rozmiary. („FOV”: pole widzenia)




3 Dwukrotnie kliknąć ramkę „FOV”, aby utworzyć powiększone zdjęcia segmentowe. Na zrekonstruowanym objętościowo zdjęciu pojawi się sześcian wskazujący lokalizację powiększonych segmentów.

* Dwukrotnie kliknąć jedno z powiększonych zdjęć, aby powrócić do oryginalnego formatu wyświetlania.




* Dwukrotnie kliknąć częściowe zdjęcie segmentu, przywrócić oryginalny obraz.




15.1.1 Zmiana położenia ramki „FOV” (Pole widzenia)

Po ustawieniu rozmiaru „FOV” zgodnie z powyższym krokiem 2. można zmienić jego położenie, przesuwać linie kursorów „X”, „Y” i „Z”.



15.1.2 Zmiana rozmiaru ramki „FOV” (Pole widzenia)

Nacisnąć i przytrzymać klawisze Ctrl i Alt oraz kliknąć prawy przycisk myszy i przeciągnąć na zdjęciu, aby zmienić rozmiar „FOV” bez konieczności powtarzania całej procedury tworzenia częściowego zdjęcia segmentu.



16 Informacje techniczne

Ten rozdział zawiera informacje techniczne dotyczące korzystania z oprogramowania i-Dixel.

Ten rozdział zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Więcej informacji zawiera **str. 7 „1.3 Środki ostrożności”**.

16.1 Parametry

* Parametry i wygląd mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia z powodu dokonywanych ulepszeń produktu.

Model	i-Dixel
Przeznaczenie	Oprogramowanie i-Dixel może służyć jako przeglądarka lub baza danych do obrazowania medycznego będącego pomocą w diagnostyce.
Najważniejsze funkcje	Wyświetlanie, edycja oraz importowanie/eksportowanie zdjęć 2D oraz zdjęć segmentowych TK (opcja)
System operacyjny OS	Microsoft Windows 10 Professional/Enterprise, Microsoft Windows 11 Professional/Enterprise, Windows Server 2012 R2, 2016, 2019 lub 2022
Wyrób łączony	Wyroby medyczne wyprodukowane lub zatwierdzone przez firmę J. MORITA MFG. CORP. itp.

Producent: J. MORITA MFG. CORP.

16.2 Informacje techniczne dotyczące pomiaru odległości

W wyniku obliczeń, zasad wykonywania zdjęć itp. między rzeczywistymi a mierzonymi odległościami mogą występować pewne rozbieżności, które wyjaśniono poniżej.

16.2.1 Błędy obliczeniowe w pomiarach odległości

Pomiary odległości wykonuje się przez kliknięcie dwóch pikseli na zdjęciu.

Odległość jest obliczana na podstawie współrzędnych dwóch pikseli, współczynnika powiększenia i rozmiaru piksela (rozdzielczość). Poniżej przedstawiono stosowny wzór:

$$\text{Odległość} = \text{Rozmiar piksela} \times \frac{\sqrt{(X_2 - X_1)^2 + (Y_2 - Y_1)^2}}{\text{Współczynnik powiększenia}}$$

* X_1 i Y_1 to współrzędne pierwszego klikniętego piksela.


X_2 i Y_2 to współrzędne drugiego piksela.

Poniżej opisano sposób obliczania oraz powstawania błędu.

• Błąd obliczeniowy 1

W poniższym obliczeniu błąd wynika z mnożenia rozmiaru piksela przez $\sqrt{2}$ (ok. 1,41).

- Współczynnik powiększenia: 1,0
- Rozmiar piksela (rozdzielczość): 0,1 mm
- Współrzędne pierwszego klikniętego piksela: $(X_1, Y_1) = (2, 2)$
- Współrzędne drugiego piksela: $(X_2, Y_2) = (5, 5)$



* Linia przerywana [—] oznacza oś współrzędnych dla pozycji piksela.

Duże kwadraty w obramowaniu [] to piksele.

Czerwona ramka odnosi się do pierwszego klikniętego piksela.

Czerwona kropka oznacza współrzędne pierwszego piksela.

Zielona ramka wskazuje piksel kliknięty jako drugi.

Zielona kropka oznacza współrzędne drugiego piksela.

Długość czarnej linii jest obliczana w następujący sposób:

$$\text{Długość} = 0,1 \times \frac{\sqrt{(5 - 2)^2 + (5 - 2)^2}}{1,0} = 0,3 \sqrt{2} \approx 0,42 \text{ (mm)}$$


Obliczenia zależą od współrzędnych piksela, dlatego występuje błąd pomiarowy pokazany poniżej.

Wystąpi niewielkie odchylenie pomiarowe wielkości piksela $\sqrt{2}$ (ok. 1,41-krotność) pomiędzy rzeczywistą odległością między klikniętymi pikselami (niebieska linia) a obliczoną odległością (czarna linia).

• Błąd obliczeniowy 2

W poniższym obliczeniu błąd jest równy rozmiarowi jednego piksela.

- Współczynnik powiększenia: 1,0
- Rozmiar piksela (rozdzielczość): 0,1 mm
- Współrzędne pierwszego klikniętego piksela: $(X_1, Y_1) = (2, 4)$
- Współrzędne drugiego piksela: $(X_2, Y_2) = (6, 4)$



Długość czarnej linii jest obliczana w następujący sposób:

$$\text{Długość} = 0,1 \times \frac{\sqrt{(6 - 1)^2 + (4 - 4)^2}}{1,0} = 0,5 \text{ (mm)}$$

Obliczenia zależą od współrzędnych piksela, dlatego występuje błąd pomiarowy pokazany powyżej. Obliczona odległość jest na poniższym schemacie oznaczona niebieską linią i w porównaniu z rzeczywistą odległością pokazaną jako czarna linia jest dłuższa o jeden piksel.

16.2.2 Błędy pomiarowe wynikające z zasad wykonywania zdjęć

Ze względu na zasady wykonywania zdjęcia na obrazach występują pewne zniekształcenia. Aby wykonać dokładny pomiar, należy uwzględnić zniekształcenie.

Dodatkowo, jeśli pacjent nie zostanie prawidłowo ustawiony, współczynnik powiększenia może być inny niż określony. W takim przypadku wykonanie dokładnego pomiaru nie będzie możliwe.

Poniżej pokazano kilka przykładów zniekształceń obrazu na rentgenowskich zdjęciach wewnątrzustnych, rentgenowskich zdjęciach panoramicznych i zdjęciach TK.

■ Rentgenowskie zdjęcie wewnątrzustne

Zdjęcie RTG siekacza szczękowego wykonane metodą bifurkacji.

Jeśli linia bifurkacji (linia rozwidlająca się pod kątem między osią zęba a płaszczyzną obrazu) nie jest pod kątem 90 stopni względem wiązki promieniowania rentgenowskiego, będzie występować pewna różnica między długością rzeczywistą a długością na zdjęciu.


Poniższy schemat dotyczy siekacza szczękowego.



- Dla 90 stopni

Długość na zdjęciu jest równa długości rzeczywistej.


Kierunek wiązki promieniowania rentgenowskiego



- Dla kąta mniejszego niż 90 stopni

Długość na zdjęciu jest mniejsza od długości rzeczywistej.


Kierunek wiązki promieniowania rentgenowskiego



- Dla kąta większego niż 90 stopni

Długość na zdjęciu jest większa.


Kierunek wiązki promieniowania rentgenowskiego



Zdjęcie RTG trzonowca szczękowego wykonane metodą bifurkacji.


W zależności od kąta ułożenia osi zęba będzie występować pewna różnica między długością rzeczywistą a długością na zdjęciu.

Poniższy schemat dotyczy trzonowca szczękowego.




• Ustawienie środka trzonowca jako osi zęba

Korzenie po stronie jamy ustnej wydają się krótsze, a korzenie po stronie języka wydają się dłuższe.




• Ustawienie strony jamy ustnej jako osi zęba

Korzeń po stronie języka wydaje się dłuższy.



• Ustawienie strony języka jako osi zęba


Korzeń po stronie jamy ustnej wydaje się dłuższy.



■ Rentgenowskie zdjęcie panoramiczne

Na poniższym schemacie czerwony obszar oznacza warstwę obrazu, a obszar szary przedstawia łuk zębowy. W takim przypadku współczynnik powiększenia będzie zgodny z określonym.

Współczynnik powiększenia: A




Jeśli warstwa obrazu nie będzie ustawiona w sposób pokazany na powyższym obrazie, współczynnik powiększenia zdjęcia będzie większy lub mniejszy.


• **Jeśli łuk zębowy jest bliżej powierzchni zdjęcia**

Współczynnik powiększenia będzie mniejszy.

Współczynnik powiększenia: A




Współczynnik powiększenia: Jest mniejszy niż A.




• **Jeśli łuk zębowy jest bliżej źródła wiązki rentgenowskiej**

Współczynnik powiększenia będzie większy.

Współczynnik powiększenia: A




Współczynnik powiększenia: Jest mniejszy niż A.



Dodatkowo, jeśli oś zęba nie jest ustawiona prostopadłe do wiązki promieniowania rentgenowskiego, ząb będzie wyglądać na krótszy niż w rzeczywistości.

Występować będzie więc różnica między rzeczywistą a zmierzoną długością zęba, co uniemożliwi uzyskanie dokładnej wartości pomiarowej.



■ Obrazy segmentu TK


Segmenty TK mogą być zniekształcone zależnie od grubości segmentu i artefaktów powstałych podczas wykonywania zdjęcia. Wyjaśniono to poniżej.

● Grubość segmentu


Dane objętościowe TK są generowane po wykonaniu zdjęcia.

Segmenty powstają na podstawie danych objętościowych.


Obrazy segmentów mają określoną grubość.



Grubość segmentów w pewnym stopniu obniża jakość trójwymiarowych danych segmentu TK, co znajduje swoje odzwierciedlenie na zdjęciu segmentu.



Podczas pomiaru obiektu na zdjęciu segmentu TK, które zostało zniekształcone przez grubość segmentu, błąd pomiarowy występuje jedynie w kierunku pionowym.



■ Artefakty zdjęć TK


Artefakty powstałe podczas wykonywania zdjęcia TK mogą powodować zniekształcenie segmentów.

Aby wykonać dokładne pomiary, należy uwzględnić zniekształcenie.

Więcej informacji można znaleźć w ostrzeżeniach na temat obrazowania w instrukcji użytkownika poświęconej aparatowi rentgenowskiemu.

16.3 Informacje techniczne na temat rozmiaru zdjęcia w kontekście pomiaru odległości, drukowania oraz eksportu obrazu

Zasadniczo system obrazowania dla radiografii wygląda w sposób pokazany poniżej.



W przypadku pomiarów odległości na ekranie jest ona mierzona w miejscu położenia obiektu.

W przypadku wydruku z powiększeniem 1,0 rozmiar wydrukowanego zdjęcia jest równy rozmiarowi obiektu. Jeśli rozmiar obiektu wynosi 100 mm, rozmiar drukowanego zdjęcia wynosi 100 mm. Aby wydrukować zdjęcie cefalometryczne w taki sam sposób jak w przypadku wydruku zdjęcia wykonanego na kliszy, należy ustawić powiększenie wydruku na poziomie 1,1.

Podczas eksportowania zdjęcia w pliku zapisywana jest wartość DPI. Jest to wartość DPI na płaszczyźnie obrazu. Jeśli plik z wyeksportowanym zdjęciem cefalometrycznym będzie przetwarzany w innym oprogramowaniu analitycznym, proces będzie realizowany w ten sam sposób jak w przypadku pliku z obrazem uzyskanym przez skanowanie kliszy.

Poniżej przedstawiono definicje pojęć „rozmiar piksela” oraz „współczynnik powiększenia” używanych w kontekście oprogramowania.

- Rozmiar piksela: rozmiar piksela na płaszczyźnie obrazowania.
- Współczynnik powiększenia: $(A + B)/A$


W przypadku zdjęć TK współczynnik powiększenia zawsze wynosi jednak 1, a rozmiar piksela odnosi się do pikseli na zrekonstruowanych segmentach.

16.4 Informacje techniczne dotyczące współczynnika powiększenia zdjęcia panoramicznego

Standardowa panorama ma powiększenie 1.3X. W związku z tym w przypadku wykonywania zdjęcia warstwa obrazu zostaje powiększona o 1.3X.

Zdjęcia cyfrowe są jednak kalibrowane w taki sposób, aby miały ten sam rozmiar co warstwa obrazu (tzn. bez powiększenia). W ten sposób łatwiej korzystać ze zdjęcia w celu wykonywania pomiarów (patrz uwaga 1 poniżej).

(UWAGA 1) Pomiary odległości wykonane na zdjęciach panoramicznych nie są dokładne i należy je wykorzystywać jedynie jako szacunkowe.



16.5 Informacje techniczne dotyczące współczynnika powiększenia i dokładności pomiarów odległości

W oprogramowaniu i-Dixel obliczenia odległości są wykonywane na podstawie współczynnika powiększenia i rozdzielczości.

Dokładne wyniki wymagają zastosowania dokładnego współczynnika powiększenia i rozdzielczości.

Ponieważ uzyskanie precyzyjnego współczynnika powiększenia dla zdjęć panoramicznych nie jest możliwe, takie pomiary będą jedynie szacunkowe. Należy o tym pamiętać, korzystając z uzyskanych w ten sposób wyników.

OSTRZEŻENIE

- Podczas wykonywania pomiarów dla planowania implantów itp. należy zachować szczególną ostrożność.
- Współczynniki powiększenia dla zdjęć panoramicznych mogą nie być precyzyjne.
- Pomiary wykonane na zdjęciach panoramicznych nie są dokładne i należy je uważać jedynie za szacunkowe. Korzystając z tych pomiarów, należy zachować ostrożność.

16.6 Oznaczenia

* Nie wszystkie oznaczenia muszą zostać użyte.



Producent



Unikalny numer identyfikacyjny wyrobu



Wyrób medyczny



Kod GS1 DataMatrix



Przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji użytkownika

Rx Only

Sprzęt przepisywany przez lekarza
Przeostrożenie: Prawo federalne USA zezwala na sprzedaż tego urządzenia wyłącznie lekarzom, dentystom lub wykwalifikowanym pracownikom służby zdrowia lub na ich zlecenie.
(Dotyczy wyłącznie USA)



Oznaczenie CE
Zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745



Upoważniony przedstawiciel w UE
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745
(Dotyczy wyłącznie UE)



Autoryzowany przedstawiciel w Szwajcarii

QTY.



Jednostka opakowania



Importer



Dystrybutor



Przestrzegać wskazówek zawartych w papierowej lub elektronicznej instrukcji użytkownika



Certyfikat cTUVus
(dotyczy wyłącznie USA i Kanady)




Kraj lub region



(Nazwy krajów: zgodnie z kodami ISO 3166-1 alfa-3; EU oznacza Unię Europejską)

(Przykłady)

Opis obok kodu wskazuje zgodność z regulacjami obowiązującymi wyłącznie w danym kraju lub regionie.



Numer rejestracyjny wyrobu medycznego w Tajlandii

(Przedstawiony 12-cyfrowy przykładowy numer służy wyłącznie do celów demonstracyjnych).

Importer i dystrybutor w Unii Europejskiej (UE)

J. MORITA EUROPE GMBH
Justus-von-Liebig-Strasse 27b, 63128 Dietzenbach, Germany
T +49. (0)6074. 836 0, F +49. (0)6074. 836 299

Upoważniony przedstawiciel w UE zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745



Medical Technology Promedt Consulting GmbH
Ernst-Heckel-Straße 7, 66386 St. Ingbert, Germany T +49. 6894 581020, F +49. 6894 581021

Pełnomocnictwo udzielone Medical Technology Promedt Consulting GmbH jako upoważnionemu przedstawicielowi przez J. MORITA MFG. CORP. jest ograniczone wyłącznie do reprezentowania firmy w sprawach związanych z rejestracją produktu i zgłaszaniem incydentów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745.



Development and Manufacturing

J. MORITA MFG. CORP.

680 Higashihama Minami-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8533, Japan
T +81. (0)75. 611 2141, F +81. (0)75. 622 4595

Morita Global Website

www.morita.com

Distribution

J. MORITA CORP.

3-33-18 Tarumi-cho, Suita-shi, Osaka 564-8650, Japan
T +81. (0)6. 6380 1521, F +81. (0)6. 6380 0585

J. MORITA USA, INC.

9 Mason, Irvine CA 92618, USA
T +1. 949. 581 9600, F +1. 949. 581 8811

J. MORITA EUROPE GMBH

Justus-von-Liebig-Strasse 27b, 63128 Dietzenbach, Germany
T +49. (0)6074. 836 0, F +49. (0)6074. 836 299

MORITA DENTAL ASIA PTE. LTD.

150 Kampong Ampat #06-01A KA Centre, Singapore 368324
T +65. 6779. 4795, F +65. 6777. 2279

J. MORITA CORP. AUSTRALIA & NEW ZEALAND

Suite 2.05, 247 Coward Street, Mascot NSW 2020, Australia
T +61. (0)2. 9667 3555, F +61. (0)2. 9667 3577

J. MORITA CORP. MIDDLE EAST

4 Tag Al Roasaa, Apartment 902, Saba Pacha 21311 Alexandria, Egypt
T +20. (0)3. 58 222 94, F +20. (0)3. 58 222 96

J. MORITA CORP. INDIA

Filix Office No.908, L.B.S. Marg, Opp. Asian Paints, Bhandup (West), Mumbai 400078, India
T +91-82-8666-7482

J. MORITA MFG. CORP. INDONESIA

28F, DBS Bank Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5, Jakarta 12940, Indonesia
T +62-21-2988-8332, F + 62-21-2988-8201

SIAMDENT CO., LTD.

71/10 Moo 5 T. Tharkham A. Bangpakong Chachuengsao 24130 Thailand
T +66 (0) 3857 3042, F +66 (0) 3857 3043
www.siamdent.com

Diagnostic and Imaging Equipment



Treatment Units



Handpieces and Instruments



Endodontic Systems



Laser Equipment



Laboratory Devices



Educational and Training Systems



Auxiliaries

